



Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com

Kaşıklı dışkı kabı

Dışkı numunesinin saklanması ve taşınması

Tek kullanımlık P.I.P. dışkı kabı, hastaların kolayca kullanılması için tasarlanmıştır ve çevirmeli/basmalı kapaklar ile 15 ve 30 ml'lik iki kapasitede sunulmaktadır. Kaşık ve kapak entegre olarak tasarlanmıştır ve kaşık, kabın ortasında yerleştirilmemiştir. Bu da, numune alma sırasında

elin numune ile temas etme olasılığını kaldırır ve kaşık kullanımını kolaylaştırır. Ayrıca kabın gövdesine kolayca etiket yapıştırılabilir. P.I.P. kaşıklı dışkı kapları, polipropilen ve polietilenden yapılır.



GS1 kodu	Model	Kapak tipi	Yüksekliği (Kaşık)	Boyutlar (mm)	Kapasite	Paket içi miktar
6260807500354	küçük	Basmalı	22 mm	25 mm x ϕ 32 mm	15 ml	3500
6260807500347	büyük	çevirmeli	32 mm	32 mm x ϕ 40 mm	30 ml	1600

