

takip kaseti



Adres: Ostad Motahari Caddesi, Mofatteh Caddesi sonrası, Jahantab Caddesi, Naghdi Caddesi, No:12, Kat:1 Tahran-İran

Posta kodu:1576635714 Posta kutusu:15875-9483 Faks:+98 21 88765561 /+98 21 88767159

Tel: 88765847 - 88765915 - 88545922-9

info@medpip.com

www.medpip.com

✉ @poleideal

@@poleideal

☎ +98 912 334 0197

🌐 Pole Ideal Pars Co.

Doku takip kaseti

Doku örneklerinin işlenmesi, bloklanması, kesitlenmesi ve saklanması

P.I.P. doku takip kasetleri tek kullanımlık olup histolojide yaygın olan sıvılara karşı 100% dayanıklı olmasının yanı sıra, numunenin tamamen sıvılara daldırılmış şekilde saklanmasını sağlar. Kasetin ön kısmında bulunan 45°'lik açığa sahip yüzey, dokunun bilgilerinin veya ilgili kodunun yazılması için tasarlanmıştır. Ayrıca ürünün çeşitli renkleri, numunelerin düzenlenmesine önemli derecede katkıda bulunur.


- Histolojide yaygın olan çözücülere karşı dayanıklı
- sıvılara tamamen daldırılabilir
- Etiketleyici ile etiketlenebilir
- POM'dan yapılmıştır



Kapaklı doku takip kaseti

- Dayanıklı yapı ve kilide sahip birden fazla kez kapatılıp tekrar açılabilen menteşeli kapak
- Taban ve kapak üzerinde 124 oluk


GS1 kodu	Boyutları	Paket içi miktar
6260807501139	41 mm x 29 mm x 6 mm	500



Kapaksız doku takip kaseti

- 62 kare delikli ve 34 yuvarlak delikli iki model

GS1 kodu	Boyutları	Paket içi miktar
6260807501573	41 mm x 29 mm x 6 mm	100



Paslanmaz çelik doku kapsülü

Hücre dokusunun saklanması ve işlenmesi

Bu kapsül paslanmaz çelikten yapılmıştır ve otoklavlanabilir. Kapsülün tabanında ve kapağında, içindeki sıvı akışını kolaylaştırmak için birçok delik tasarlanmıştır. Paslanmaz

çelik doku kapsülü laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.

GS1 kodu	Boyutları	Paket içi miktar
6260807500323	10 mm x ϕ 38 mm	10

