

Turnikesi



Adres: Ostad Motahari Caddesi, Mofatteh Caddesi sonrası, Jahantab Caddesi, Naghdi Caddesi, No:12, Kat:1 Tahran-İran

Posta kodu:1576635714 Posta kutusu:15875-9483 Faks:+98 21 88765561 /+98 21 88767159

Tel: 88765847 - 88765915 - 88545922-9

info@medpip.com


www.medpip.com

@poleideal

@poleideal

+98 912 334 0197

Pole Ideal Pars Co.



Kilidin tek elle açılması



Fix Vein turnikesi

Kolay kan alma ve damar kaymasının önlenmesi

Sağlık çalışanlarının çoğu zaman kan alma veya enjeksiyon sırasında yaşadığı sorunlardan biri, özellikle yaşlılar ve çocuklarda yaşanan damar kaymasıdır. P.I.P. Fix Vein turnikesi, damarın kan alma veya enjeksiyon sırasında sabit kalmasını sağlayacak ve kaymasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu turnikenin yapısındaki eğilme sayesinde, damar tıkanmaz ve normal turnikelerde yaşandığı gibi pıhtılaşma sistemi aktifleşmez, dolayısıyla Fix Vein turnikesinin

bağlanması, pıhtılaşma testlerinin sonuçlarına belirleyici bir etki bırakmaz. Ayrıca bağlanmış numune alma alanında, en az düzeyde asidoz oluşur. P.I.P. Fix Vein turnikesi kilitlidir ve tek bir butona basılarak açılır. Fix Vein turnikesinin gövdesi ve parçaları ABS ve POM'dan yapılmıştır ve yüksek kalite ve dayanıklılığa sahiptir. Turnikenin elastik bandı, yıkanabilir ve yumuşaktır, cilde zarar vermez, lateks içermez ve açılıp bağlandığında cildi buruşturmaz.


GS1 kodu	Bant uzunluğu	Bant genişliği
6260807501481	450 mm	25 mm

Kan alma turnikesi

Kolay kan alma

P.I.P. kan alma turnikesinin yapısı (kilitli ve bantlı), bu ürünü benzer turnikelerden ayırır. Bu ürün, tek butona basılarak açılacak şekilde tasarlanmıştır. P.I.P. Turnikesinin elastik bandı, yıkanabilir ve yumuşaktır, cilde zarar vermez, lateks içermez ve açılıp bağlandığında cildi

buruşturmaz. Gövdesi ve parçaları ABS ve POM'dan yapılmıştır ve yüksek kalite ve dayanıklılığa sahiptir. Kan alma turnikesi, yetişkinler ve çocuklar için farklı iki boyutta ve çeşitli renklerde sunulmaktadır.



Kilidin tek elle açılması



Yetişkinler

GS1 kodu	Model	Bant uzunluğu	Bant genişliği	Paket içi miktar
6260807500576	Yetişkinler	500 mm	25 mm	1
6260807500828	Çocuklar	330 mm	13 mm	1
6260807503461	Çocuklar	330 mm	13 mm	2



Çocuklar