



Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com

Tek kullanımlık bloklama kalıbı

Bloklama ve parafin blok hazırlanması

Tek kullanımlık P.I.P. bloklama kalıbı, yüksek ısı transferine sahip 6 farklı modelde üretilmiştir. Bu kalıplara parafin yapışmaz, bu da maliyetli bir süreç olan metal kalıpların sık sık tekrarlanan temizlik sürecini ortadan kaldırır. Kavisli kenarlar, tamamen pürüzsüz iç yüzey ve yüksek ısı transferine sahip olan düz taban, parafin bloğunun ayrılmasını kolaylaştırır ve kalıplama işlemini geliştirir. Bu kalıpların yüksek yan duvarları, bloklama sırasında

parafin taşması olasılığını en aza indirir ve bu kalıpların standart boyutları ve kenarları çoğu doku takip kaseti (doku işleme blokları) için uygundur. Bu bloklama kalıplarının fiyatı ve faydaları nedeniyle herhangi bir endişe duyulmadan sadece bir kez kullanılabilecekleri gibi, güçlü yapıları nedeniyle birden fazla kez de kullanılabilirler



GS1 kodu	Model	İç oyuk boyutları	Dış boyutlar
6260807502013	PIP-07	7 mm × 7 mm × 6 mm	50 mm × 37 mm × 11 mm
6260807501993	PIP-15	15 mm × 15 mm × 6 mm	50 mm × 37 mm × 11 mm
6260807501979	PIP-24	24 mm × 24 mm × 6 mm	50 mm × 37 mm × 11 mm
6260807502006	PIP-30	30 mm × 24 mm × 6 mm	50 mm × 37 mm × 11 mm
6260807502020	PIP-37	37 mm × 24 mm × 6 mm	50 mm × 37 mm × 11 mm
6260807502242	PIP-30M	30 mm × 20 mm × 12 mm	55 mm × 39 mm × 18 mm



Ostad Motahari Caddesi, Mofatteh Caddesi sonrası, Jahantab Caddesi, Naghdi Caddesi, No:12, Kat:1 Tahran-İran
Posta kodu:1576635714 Posta kutusu:15875-9483 Faks:+98 21 88765561 /+98 21 88767159

Telefon: 88765847 - 88765915 - 88545922-9

info@medpip.com

www.medpip.com

@poleideal

@poleideal

+98 912 334 0197

Pole Ideal Pars Co.