

arşiv dolabı



Adres: Ostad Motahari Caddesi, Mofatteh Caddesi sonrası, Jahantab Caddesi, Naghdi Caddesi, No:12, Kat:1 Tahran-İran

Posta kodu:1576635714 Posta kutusu:15875-9483 Faks:+98 21 88765561 /+98 21 88767159

Tel: 88765847 - 88765915 - 88545922-9

info@medpip.com

www.medpip.com

@poleideal

@poleideal

+98 912 334 0197

 Pole Ideal Pars Co.



Lam arşiv dolabı, kaset arşiv dolabı ve blok arşiv dolabı

Çeşitli numunelerin düzenlenmesi ve saklanması

Hastanelerin patoloji bölümlerinde ve farklı laboratuvar bölümlerinde bir lamine yeniden kullanılması veya belirli bir doku bloğundan yeni lamların hazırlanmasının olası ihtiyacı nedeniyle, numunelerin uzun süreli saklanması,

arşivlenmesi ve düzenlenmesi büyük bir önem arz etmektedir. Numunelerin geri alınmasının gerekliliği ve önemine göre, P.I.P. lam arşiv dolapları aşağıdaki özelliklere sahiptir.

- Metal modellere kıyasla neme dayanıklı
- Ahşap modellere kıyasla çürüme veya küflenmenin bulunmaması
- Metal modellere kıyasla hafif
- Kolay erişim için numaralandırılmış yüksek kapasiteli çekmeceler
- Çok sayıda dolabın üst üste istiflenebilmesi
- Keskin kenarların ve yaralanma riskinin bulunmaması
- Yumuşak hareket eden çekmeceler
- ABS'den yapılmıştır

Lam arşiv dolabı

- 76 x 26 mm lamların güvenli bir şekilde saklanması ve arşivlenmesi
- Lamların zarar görmemesi (düzenli oluklar sayesinde)

GS1 kodu	Kapasite	Dış boyutlar (mm)
6260807502303	1200 Lam	510 x 458 x 130

Blok arşiv dolabı

- Çeşitli doku bloklarının saklanması ve arşivlenmesi

GS1 kodu	Kapasite	Dış boyutlar (mm)
6260807502280	500 doku bloğu*	510 x 458 x 130

* zikredilen kapasite, kalınlığı 1.5 cm olan doku blokları için geçerlidir.

Kaset arşiv dolabı

- Standart doku takip kasetlerinin saklanması ve arşivlenmesi

GS1 kodu	Kapasite	Dış boyutlar (mm)
6260807502297	1512 Kaset	510 x 458 x 130

Arşiv dolabı taşıma arabası

P.I.P. arşiv dolaplarının kolayca düzenlenmesi ve taşınması

- Boya kaplı metalden yapılmıştır
- Taşımayı kolaylaştıran tekerlekler
- Arabanın ön kısmında frenli tekerlekler

GS1 kodu	Kapasite	boyutlar (mm)
6260807502686	3-5 Arşiv dolabı	550 x 450 x 1150