



Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com

Plastik spatula

Rahim ağzından numune alma ve lama aktarma

P.I.P. tek kullanımlık spatulası, dayanıklı polistirenden (HIPS) yapılır. Plastik spatula, ahşap spatulaya göre birçok avantaj sunar. Örneğin, endoserviks ve ektoserviks numunelerinin alınması sırasında, epitel hücrelerinin ahşap spatula liflerine sızması ve bunların lama aktarılamaması nedeniyle

ayrıntılı mikroskopik inceleme imkansızdır. Ancak plastik spatulalarda bu tür kusurlar olmayacak ve yivli yüzeyleri numune almayı ve numuneyi lam üzerine aktarmayı kolaylaştırmaktadır. Esnekliği ve yuvarlak pürüzsüz kenarları diğer bazı avantajlarıdır.

GS1 kodu	Uzunluk	Paket içi miktar
6260807500309	180 mm	250

