

Tüp rafı, pipet ucu kutusu, mikrotüp kutusu



Adres: Ostad Motahari Caddesi, Mofatteh Caddesi sonrası, Jahantab Caddesi, Naghdi
Caddesi, No:12, Kat:1 Tahran-İran

Posta kodu:1576635714 Posta kutusu:15875-9483 Faks:+98 21 88765561 /+98 21 88767159

Tel: 88765847 - 88765915 - 88545922-9

info@medpip.com

www.medpip.com

@poleideal

@@poleideal

+98 912 334 0197

 Pole Ideal Pars Co.

Zincir tipi tüp rafı

Çeşitli tüplerin saklanması ve düzenlenmesi

P.I.P. zincir tipi tüp rafı, benzersiz ve bağlanabilir tasarımıyla kullanıcı için çeşitli tüp tutucu şekillerinin oluşturulmasını mümkün kılar. Rafın bir yanı 5 mm'lik tüplerin saklanması, diğer yanı ise 15ml veya $\phi 17$ mm

tüplerin saklanması için uygundur. Rafların düzenlenmesi, çeşitli tüplerin istenen şekilde ve sayıda yerleştirilmesini sağlayan şekilde yapılabilir.

- Farklı tüpler için aynı raf kullanılması nedeniyle çalışma tezgahı alanından tasarruf sağlanması
- Daha fazla tüpün saklanması için sınırsız raf sayısının birbirine bağlanabilmesi
- Polipropilen'den yapılmıştır



GS1 kodu	Uygun tüplerin	Dış Boyutlar	Paket içi miktar
6260807502877	5 & 15 ml ϕ 15-17 mm	97 mm $\times$ ϕ 27 mm	42

1

Farklı Düzenler:

Flebotomi tepsisi (sayfa 82)

Biyolojik numune taşıma kabı (sayfa 76)

Numune taşıma çantası (sayfa 83)



Buz kutusu (sayfa 80)

Enjeksiyon ve pansuman tepsisi (sayfa 81)


Universal II tüp rafı

Çeşitli test tüplerinin saklanması ve düzenlenmesi

Universal II tüp rafı, çeşitli mikrotüp, konik tüp ve basit test tüplerinin saklanması için uygundur. Bu tüp rafı, polipropilenden yapılmıştır, otoklavlanabilir ve dondurulabilir. Ayrıca tüplerin daha kolay tanımlanabilmesi

için bir matris sıralamasına sahiptir. Universal II tüp rafı, laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Bu tüp rafı, kolay ayırma ve sınıflandırma sağlayabilmek için çeşitli renklerde sunulmaktadır.

GS1 kodu	Delik sayısı	Uygun tüplerin	Boyutlar (mm)
6260807500200	4	50 ml konik tüpler	173 $\times$ 93 $\times$ 54
	12	15 ml konik tüpler , 16 mm çaplı tüpler	
	32	12 mm çaplı tüpler , 1.5-2 ml mikrotüpler	
	32	0.5 ml mikrotüpler	





Kombine mikrotüp kutusu

Numunenin soğuk tutulmasının yanı sıra çeşitli mikrotüplerin saklanması ve düzenlenmesi

P.I.P. kombine mikrotüp kutusu, iki modelde çeşitli mikrotüplerin aynı anda saklanması için uygundur ve kullanıcıya numunenin soğuk tutulma imkânını da sağlar. Bunu gerçekleştirmek için, kutunun haznesini buz veya su ile doldurmanız gerekir. Polipropilenden yapılmış olan bu

kutular, otoklavlanabilir, dondurulabilir ve laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Ayrıca mikrotüplerin daha kolay tanımlanabilmesi için mikrotüp plakası bir matris sıralamasına sahiptir. Bu kutunun şeffaf ve menteşeli bir kapağı ve mandallı koruyucu kilidi vardır.

GS1 kodu	Model	Uygun tüplerin	Delik sayısı	dış Boyutlar (mm)	Paket içi miktar
6260807502761	69 - Delik	0.2 0.5 1.5 & 2	30 24 15	176 x 95 x 55	5
6260807502778	54 - Delik	0.2 0.5 1.5 & 2	12 12 30	176 x 95 x 55	5

Tekli mikrotüp rafı

Her bir parçayı ayrı bir şekilde çıkarma olasılığı ile mikrotüplerin saklanması ve düzenlenmesi

Her kutuda 8 çift yönlü bölümden oluşan P.I.P. tekli mikrotüp rafı, bir yanda 64 adet 0.5 ml mikrotüp ve diğer yanda da 96 adet 0.2 ml mikrotüpün saklanması için uygundur (kombine

yerleştirme olanağı). Bu rafın diğer bir avantajı, kolay kullanım ve mikrotüp kapaklarının birbirine karışmamasıdır.

GS1 kodu	Uygun tüplerin	Delik sayısı	Dış Boyutlar (mm)
6260807502716	0.2 0.5	96 64	140 x 140 x 55



Tekli Cryo tüp rafı

Her bir parçayı ayrı bir şekilde çıkarma olasılığı ile mikrotüplerin saklanması ve düzenlenmesi

8 bölümden oluşan P.I.P. tekli cryo tüp rafı, 64 adet 1.5 veya 2 ml mikrotüpün saklanması için uygundur. Bu rafın deliklerinin altında, mikrotüplerin yerinde sabitlenmesi için merkezi

bir göçük bulunmakta ve cryo tüplerinin kapağının tek elle açılabilmesi için özel bir kilit tasarlanmıştır.

GS1 kodu	Uygun tüplerin	Delik sayısı	dış Boyutlar (mm)
6260807502709	1.5 , 2 ml (Cryo ve Mikrotüp)	64	140 x 140 x 55



Mikrotüp kutusu

Mikrotüplerin saklanması ve düzenlenmesi

Polipropilenden yapılmış olan P.I.P. mikrotüp kutuları, otoklavlanabilir ve dondurulabilir. Mikrotüplerin daha kolay tanımlanabilmesi için mikrotüp plakası bir matris sıralamasına sahiptir. Bu kutuların şeffaf ve menteşeli bir kapağı ve mandallı koruyucu kilidi vardır. Ayrıca kutuların sabit ve güvenli bir şekilde istiflenebilmesi için dikdörtgen tabanlarına

ek olarak, kapak üzerinde de bir çıkıntı tasarlanmıştır. Bu kutular laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır ve farklı üç modelde ve çeşitli renklerde sunulmaktadır. Renk çeşitliliği, numunelerin kolayca gruplanmasına ve ayrılmasına yardımcı olur.



GS1 kodu	Model	Uygun Mikrotüp	Boyutlar (mm)	Paket içi miktar
6260807500866	153 Delik (17 × 9)	0.2 ml	176 × 95 × 55	5
6260807500873	98 Delik (14 × 7)	0.5 ml	176 × 95 × 55	5
6260807500880	72 Delik (6 × 12)	1.5 ml	176 × 95 × 55	5



3

Cryo tüp kutusu


2 ml'ye kadar çeşitli tüpler ve mikrotüplerin saklanması ve düzenlenmesi

Cryo tüp kutusu, 2 ml'ye kadar cryo tüpler ve santrifüj tüplerinin saklanması için kullanılabilir. Polipropilenden yapılmış olan bu kutular, otoklavlanabilir ve dondurulabilir. Tüplerin daha kolay tanımlanabilmesi için Cryo tüp kutusunun tabanı, bir matris sıralamasına sahiptir. Bu kutular şeffaf ve menteşeli bir kapağa ve koruyucu bir kilide sahiptir ve

kutunun kare tabanı, sabit ve güvenli bir şekilde istiflenebilmesini sağlar. Bu kutular laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır ve çeşitli renklerde sunulmaktadır. Renk çeşitliliği, numunelerin kolayca gruplanmasına ve ayrılmasına yardımcı olur.



GS1 kodu	Model	Uygun tüplerin	Boyutlar (mm)	Paket içi miktar
6260807500835	100-Delik (10 × 10)	2 ml	140 × 140 × 55	6



Pipet ucu kutusu

Pipet uçlarının taşınması ve düzenlenmesi


P.I.P. pipet ucu kutuları, 0.1-1000µl hacim aralığında olan çeşitli pipet uçlarının taşınması için uygundur. Polipropilenden yapılmış olan bu kutular, otoklavlanabilir ve dondurulabilir. Deliklerin düzeni nedeniyle, daha fazla rahatlık için 8 kanallı ve 21 kanallı pipetlerin kullanılması tavsiye edilir ve aynı zamanda diğer pipetlerin kullanımında herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu kutular şeffaf ve menteşeli

bir kapağa ve koruyucu bir kilide sahiptir ve bu ürünün dikdörtgen tabanı, sabit ve güvenli bir şekilde istiflenebilmelerini sağlar. Ayrıca pipet ucu kutusu, laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Pipet ucu kutuları 3 farklı modelde sunulmakta ve modellerin kolayca birbirinden ayrılması için her modelin kendine özel rengi vardır.



GS1 kodu	Model	Uygun pipet ucu hacmi(µl)	Boyutlar (mm)	Paket içi miktar pack
6260807500903	96-Delik (8 × 12)	0.1-10	120 × 80 × 80	4
6260807500910	96-Delik (8 × 12)	1-200	120 × 80 × 80	4
6260807500897	60-Delik (6 × 10)	200-1000	120 × 80 × 80	4






Eppendorf tüp rafı

Mikrotüplerin saklanması ve düzenlenmesi

Eppendorf tüp rafı, kare şeklindeki delikleriyle 10 mm'ye kadar çaplarda çeşitli tüpler ve mikrotüpler için uygundur. Bu raf polipropilenden yapılmıştır ve laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır olmasının yanı sıra, otoklavlanabilir ve dondurulabilir. Bu raf, tüplerin

daha kolay tanımlanabilmesi için bir matris sıralamasına sahiptir. Bu rafların avantajlarından biri, depoda yer tasarrufu sağlamak ve daha fazla sayıda otoklav cihazına yerleştirebilmek için açılıp katlanabilme özelliğidir.

GS1 kodu	Model	Uygun tüplerin (ml)	Uygun tüp çapı	Boyutlar(mm)
6260807500194	100-Delik (4x25)	mikrotüpler 1.5, 2	up to ϕ 10 mm	262 x 108 x 45



for Falcon

Numune taşıma rafı

Laboratuvar numune alma kaplarının taşınması ve düzenlenmesi

P.I.P. numune taşıma rafı, polipropilenden yapılmıştır ve laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklı olmasının yanı sıra, otoklavlanabilir ve dondurulabilir. Bu raf kaplar ve numune tüplerini sabit koşullarda saklamanın yanı sıra, ayrıca düzenli bir şekilde

düzenlenmesine de yardımcı olur. Numune taşıma rafları çeşitli renklerde sunulmaktadır. Bu ürünün katlanabilir olması, rafların otoklavlanması veya istiflenmesi sırasında daha az yer kaplamalarını sağlar.

GS1 kodu	Model	Boyutlar (mm)	Delik sayısı	Delik çapı (mm)
6260807501085	rafi 58	325 x 242 x 65	12 (3 x 4)	ϕ 58 mm
6260807501092	rafi 48	325 x 242 x 65	20 (4 x 5)	ϕ 48 mm
6260807501108	rafi 43	325 x 242 x 65	20 (4 x 5)	ϕ 43 mm
6260807501115	Falkon rafı *	325 x 242 x 65	40 (5 x 8) + 28 (4 x 7)	ϕ 17 mm & ϕ 29 mm

*Falkon tüpü rafları, matris sıralamasına sahiptir.


Falkon tüpü rafı

Test tüplerinin saklanması ve düzenlenmesi

P.I.P. falkon tüpü rafları, polipropilenden yapılmıştır, otoklavlanabilir ve dondurulabilir. Bu raflar, tüplerin daha kolay tanımlanabilmesi için bir matris sıralamasına sahiptir. Bu rafların avantajlarından biri, depoda yer tasarrufu sağlamak ve daha fazla sayıda otoklav cihazına yerleştirebilmek için açılıp katlanabilme özelliğidir. Falkon tüpü

rafları, laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır ve numunelerin gruplandırılmasının kolaylaştırılması için, sarı ile turuncu dahil olmak üzere iki renkte sunulmaktadır.

GS1 Code	Model	Uygun tüplerin	Boyutlar (mm)
6260807500132	28 Deliks	(3 x 6)15 ml (2 x 5) 50 ml	207 x 97 x 60
6260807500149	50 Deliks	(5 x 6)15 ml (4 x 5) 50 ml	207 x 170 x 60



Basit test tüpü rafı

Test tüplerinin saklanması ve düzenlenmesi

Basit test tüpü rafı, polipropilenden yapılmıştır, otoklavlanabilir ve dondurulabilir. Rafların ayrılabilmesi ve teknik özelliklerinin yazılması için, üzerine etiket yeri tasarlanmıştır. Bu rafların ana avantajlarından biri, depoda yer tasarrufu sağlamak ve daha fazla sayıda otoklav cihazına yerleştirebilmek için açılıp katlanabilme özelliğidir. Bu raflar, laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Basit test tüpü rafları farklı 4 modelde sunulmaktadır.



GS1 kodu	Model	Uygun tüplerin	Boyutlar (mm)
6260807500156	21 Delik (7 × 3)	φ 28 mm	245 × 103 × 65
6260807500163	40 Delik (10 × 4)	φ 20 mm	245 × 103 × 65
6260807500170	60 Delik (12 × 5)	φ 16 mm	245 × 103 × 65
6260807500187	90 Delik (15 × 6)	φ 13 mm	245 × 103 × 65



5

Mega-mix rafı


Çok sayıda test tüpünün aynı anda saklanması ve düzenlenmesi

Mega-mix rafları, 150 delikli (maksimum 16 mm çaplı tüpler için) ve 216 (maksimum 12 mm çaplı tüpler için) delikli olarak iki modelde yapılmıştır. Bu rafların delikleri değiştirilebilir plakalar üzerine yapılmıştır ve bu özellik, kullanıcının kendi ihtiyaçlarına göre aynı rafa her iki deliği içeren plakaları kombine bir şekilde yerleştirebilmesini sağlar. Bu raflar polipropilenden yapılmıştır ve

çeşitli renklerde sunulabilir. Bu rafların parçaları, kullanılmadıklarında daha az bir yeri kaplaması için açılabilir. Mega-mix rafları laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.

- Matris sıralaması
- Dayanıklı yapı
- Plakaların taşınabilmesi ve yüksekliğinin ayarlanabilmesi

GS1 kodu	Model	Delik çapı	Boyutlar	Delik / plakalar	Delik / rafı
6260807501245	216-Delik	φ 12 mm	335 × 233 × 90	72 Deliks (12 × 6)	216 Deliks (18 × 12)
6260807501252	150-Delik	φ 16 mm	335 × 233 × 90	50 Deliks (10 × 5)	150 Deliks (15 × 10)




T3 rafı

Test tüplerinin saklanması ve düzenlenmesi

T3 Rafı, çapı 10-16 mm çaplardaki test tüpleri için uygundur. Bu raflar polipropilenden yapılır, otoklavlanabilir ve dondurulabilir. Ayrıca laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Bu rafların avantajlarından biri, depoda yer tasarrufu sağlamak ve daha fazla sayıda otoklav cihazına yerleştirebilmek için açılıp katlanabilme ve

kat sayısının ayarlanabilme özelliğidir. Ayrıca bu rafların sapları, taşınmasını kolaylaştırır. T3 rafları, laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır ve çeşitli renklerde sunulmaktadır. Renk çeşitliliği, gruplama ve ayırmanın kolaylaştırılması için bu raflar çeşitli renklerde sunulmaktadır.

GS1 kodu	Model	Uygun tüplerin	Boyutlar (mm)
6260807500651	18 Delik (3 × 6)	φ 16 × 100 mm φ 12 × 100 mm φ 10 × 75 mm 15 ml Falcon rafı	150 × 65 × 110



Çoklu tüp rafı

Çeşitli tüplerin ve mikrotüplerin saklanması ve düzenlenmesi

12 modelde sunulan P.I.P. çoklu tüp rafları, laboratuvarın tüm bölümlerinde çeşitli tüplerin ve mikrotüplerin saklanması ve düzenlenmesi için uygundur. Bu çoklu tüp rafları suya daldırılabilir ve laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklı olan POM'dan yapılır. Ayrıca boyutları inkübatöre,

buz dolabına, derin dondurucuya, laboratuvar davlumbazı altına ve çalışma tezgahı üzerine yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu rafların hafifliği ve yanlarındaki saplar, taşınmasını kolaylaştırmaktadır. P.I.P. çoklu tüp rafları çeşitli renklerde sunulmaktadır.

GS1 kodu	Model	Delik sayısı	Uygun tüplerin	Boyutlar (mm)
6260807501924	L12 - 84	84	13 mm çaplı tüp 12x100 mm tüp, yuvarlak alt tüp	293 x 115 x 65
6260807501894	S12 - 42	42	13 mm çaplı tüp 12x100 mm tüp, yuvarlak alt tüp	175 x 115 x 65
6260807501900	L16 - 60	60	16 mm çaplı tüp 16x100 mm tüp	293 x 115 x 65
6260807501870	S16 - 30	30	16 mm çaplı tüp 16x100 mm tüp	175 x 115 x 65
6260807501863	L30 - 18	18	25-30 mm çaplı tüpler 50 ml falkon tüpü	293 x 115 x 65
6260807501931	S30 - 9	9	25-30 mm çaplı tüpler 50 ml falkon tüpü	175 x 115 x 65
6260807501955	LM - 60	60	1.5 veya 2 ml Mikrotüp	293 x 115 x 37
6260807501948	SM - 30	30	1.5 veya 2 ml Mikrotüp	175 x 115 x 37
6260807502211	LC - 84	84	11 mm çaplı tüp yuvarlak alt tüp ,Cryotube	293 x 115 x 37
6260807502228	SC - 42	42	11 mm çaplı tüp yuvarlak alt tüp ,Cryotube	175 x 115 x 37
6260807502266	LF - 39	39	15ml veya 50 ml Falkon tüpü	293 x 115 x 65
6260807502235	LT - 72	72	test tüpü, yuvarlak alt tüp 12x100 mm ve 16x100 mm tüp	293 x 115 x 65



Konik tüp rafı

Konik tüplerin saklanması ve düzenlenmesi

P.I.P. konik tüp rafları, 15 ve 50 ml konik tüplerin saklanması ve düzenlenmesi için tasarlanmıştır. Bu rafların ana avantajlarından biri, sınırsız sayıda birbirine bağlanabilmesidir. P.I.P. konik tüp rafları polipropilenden yapılır,

otoklavlanabilir ve dondurulabilir. Ayrıca laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Tüplerin kolayca düzenlenmesi ve ayrılabilmesi için bu raflar çeşitli renklerde sunulmaktadır.

GS1 kodu	Delik sayısı	Uygun tüplerin	Boyutlar (mm)	Paket içi miktar
6260807501436	25 Deliks	15 ml konik tüplere uygun	145 x 110 x 35	10
6260807501429	25 Deliks	50 ml konik tüplere uygun	210 x 180 x 35	10
6260807503423	25 Deliks	25 adet 50 ml tüp ile teslim edilir	210 x 180 x 130	1
6260807503430	25 Deliks	25 adet 15 ml tüp ile teslim edilir	150 x 110 x 130	1



Pazıl tipi t p rafı


 eřitli test t plerinin saklanması ve d zenlenmesi

Pazıl tipi t p rafı, modern tasarımıyla 11-28 mm  aplı t plerin saklanması i in uygundur. Bu raflar polipropilenden yapılı, otoklavlanabilir ve dondurulabilir. Bu rafların benzersiz yapısı, ayrı ayrı veya birlikte kullanılmasına izin verir. Bu rafların iki yanındaki farklı boyutlara sahip delikler sayesinde, kullanıcı birkaç farklı rafı birbirine baėlayarak farklı  ap ve hacimlerdeki

t pleri aynı anda i ine yerleřtirebilir. Ayrıca t plerin daha kolay bir řekilde tanımlanabilmesi i in matris sıralamasına sahiptir. P.I.P. pazıl tipi t p rafları, laboratuvarlarda yaygın olan  oėu asit ve kimyasallara karřı dayanıklıdır. Bu raflar, ayırma ve gruplandırma iřlemlerini kolaylařtırmak i in  eřitli renklerde sunulmaktadır.



GS1 kodu	Delik �apı	Delik sayısı	Boyutlar	Paket i�i miktar
6260807501238	� 28 mm	4 Deliks	150 x 140 x 65	4
	� 16 mm	9 Deliks		
	� 11 mm	4 Deliks		
	� 11 mm	8 Deliks		




7

D ner t p rafı

 eřitli t plerin ve mikrot plerin aynı anda saklanması ve d zenlenmesi

D ner t p rafı, 0.2-2 ml mikrot pler ve 16mm'ye kadar  aplardaki  eřitli t pler i in uygundur. Bu raflar polipropilenden yapılı, otoklavlanabilir ve dondurulabilir. Bu rafların  zel yapısı ve birbirlerine baėlanabilme  zelliėi, bařka raflara kıyasla kullanıcıya bir ok avantaj sunar. Bu rafların iki yanındaki farklı boyutlara sahip

delikler sayesinde, kullanıcı birkaç farklı rafı birbirine baėlayarak farklı  ap ve hacimlerdeki t pleri aynı anda i ine yerleřtirebilir. D ner t p rafları laboratuvarlarda yaygın olan  oėu asit ve kimyasallara karřı dayanıklıdır. Bu raflar, ayırma ve gruplandırma iřlemlerini kolaylařtırmak i in  eřitli renklerde sunulmaktadır.



GS1 kodu	Delik �apı	Delik sayısı	Uygun t�plerin	Boyutlar (mm)	Paket i�i miktar
6260807501221	� 6 mm	32	0.2 ml Mikrot�p	100 x 100 x 50	4
	� 7 mm	12	0.5 ml Mikrot�p		
	� 10 mm	9	1.5 veya 2 ml Mikrot�p		
	� 16 mm	6	16 mm �aplı t�p		



Pipet ve termometre standı

 eřitli cam pipet ve  ubuk termometrelerinin saklanması

P.I.P. pipet ve termometre standı, 25 delikli ve 50 delikli modellerinde sunulur. 25 delikli modelde delik  apı 8 mm'dir. Bu model 0.1-3 ml normal pipetler ve 1-8 ml hacimsel pipetlerin saklanması i in uygundur. Ayrıca,  apı 8 mm'den az olan t m  ubuk termometreler i in 25 delikli model kullanılabilir. 50 delikli modelin delik  apı 16 mm'dir. Bu model

5-25 ml normal pipetler ve 7-50 ml hacimsel pipetlerin saklanması i in uygundur. Bu raflar polipropilenden yapılı, otoklavlanabilir ve laboratuvarlarda yaygın olan  oėu asit ve kimyasallara karřı dayanıklı olmasının yanı sıra sabit ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Bu rafların diėer avantajlarından biri, depoda yer tasarrufu saėlamak i in a ılıp katlanabilme  zelliėidir.

GS1 kodu	Model	Boyutlar(mm)	Delik �apı	Uygun pipet	Uygun hacimsel pipet
6260807501269	25-Delik	145 x 137 x 255	� 8 mm	0.1 - 3 ml	1 - 8 ml
6260807501276	50-Delik	210 x 137 x 255	� 16 mm	5 - 25 ml	7 - 50 ml

