



Pole Ideal Pars Co.  
www.medpip.com

## Pamuksuz çubuk aplikatör

### Malzemelerin karıştırılması

Aplikatörler, biyolojik numune alma ve numunelerin karıştırılması için kullanılabilir. Aplikatörler pamuksuz olup PP ve PS modellerinde sunulmaktadır. Bu ürünün uzunluğu, erişmesi zor noktalardan numune alma sürecini kolaylaştırır. Polistirenen

yapılmış olan PS modeli, sert ve kırılımandır. Polipropilenden yapılmış olan PP modeli ise yumuşak ve esnektir. Bu ürün laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.



GS1 kodu	Model	Tartmak	Boyutlar (mm)	Paket içi miktar
6260807500552	Yumuşak-PP	0.7 g	150 × φ 2.5	500
6260807500569	Sert-PS	0.7 g	150 × φ 2.5	500