




Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com

Kurutma rafı

Laboratuvar kaplarının saklanması ve kurutulması

Kurutma rafı laboratuvarda her türlü beher, erlen, balon, tüp ve diğer laboratuvar kaplarının kurutulması için kullanılan bir cihazdır. P.I.P. kurutma rafı, 65 mandallı olup dayanıklı kaplanmış metalden yapılmıştır. Bu ürün masa veya duvar üzerinde kullanılabilir.

- 65 mandallı
- Çeşitli beher, erlen, balon, tüp ve diğer laboratuvar kapları için kullanılabilir
- Masa üzerinde kullanılabilir
- Duvara monte edilebilir
- Dayanıklı kaplanmış metalden yapılmıştır



GS1 kodu	Malzeme	Model	Dış çapı (mm)
6260807503447	Metal	65 mandallı	420×240×620