



Hap kutusu ler



Adres: Ostad Motahari Caddesi, Mofatteh Caddesi sonrası, Jahantab Caddesi, Naghdi Caddesi, No:12, Kat:1 Tahran-İran

Posta kodu:1576635714 Posta kutusu:15875-9483 Faks:+98 21 88765561 /+98 21 88767159

Tel: 88765847 - 88765915 - 88545922-9

info@medpip.com

www.medpip.com

✉ @poleideal

📷 @poleideal

☎ +98 912 334 0197

🌐 Pole Ideal Pars Co.



Dereceli ilaç kabı

İlaçların ölçülmesi ve kullanılması

İlaç kabı, tüm oral ilaçlar için uygundur. Bu kap derecelidir ve sıvı ilaçların doğru bir şekilde ölçülmesi için kullanılabilir. Zikredilen özelliklere göre, bu kaplar çeşitli hastane bölümlerinde her

türlü oral ilacın dağıtılması için uygundur. P.I.P. tek kullanımlık ilaç kabı şeffaftır ve otoklavlanabilir.

GS1 kodu	Kapasite	Derecelendirme	Boyutlar (mm)	Paket içi miktar
6260807500965	30 ml	0.5 ml (1-3 ml) 1 ml (3-30 ml)	Ağız çapı : ϕ 40 mm Taban çapı : ϕ 30 mm Yükseklik : 45 mm	1500


Günlük hap kutusu

Günlük hapların saklanması ve taşınması

P.I.P. günlük hap kutusu, basit, hafif ve kullanışlı bir cihazdır. Kutu içindeki dört bölüm ve tabanında gösterilen işaretler yardımıyla kullanıcı kolayca sabah, öğlen, akşam ve gece haplarını tanımlayabilir ve uygun zamanda alabilir. Günlük hap kutusu polipropilenden yapılmıştır ve farklı yedi renkte sunulmaktadır. Kullanıcı her gün için belirli bir rengi seçebilir

ve bu şekilde haftanın günlerine ait hapları düzenleyebilir.

* Bazı hapların özel koşullar altında saklanması gerekir ve bazıları aynı kaptaki diğer hapların yanında saklanamaz.



GS1 kodu	Boyutlar (mm)	Model	Paket içi miktar
6260807501078	65 x 65 x 15	Günlük	58

Haftalık hap kutusu

Hafta boyunca hapların saklanması ve taşınması

Bu kutu, haftanın yedi günü için kapaklı yedi ayrı bölüm içerir. Polipropilenden yapılmış olan bu kutu, Farsça ve İngilizce harflerle iki modelde sunulabilir. Her iki model de braille alfabesiyle işaretlenmiştir.

* Bazı hapların özel koşullar altında saklanması gerekir ve bazıları aynı kaptaki diğer hapların yanında saklanamaz.



GS1 kodu	Boyutlar (mm)	Model	Paket içi miktar
6260807500361	120 x 28 x 18	Haftalık	200

Günlük-haftalık hap kutusu

Hafta boyunca alınan günlük hapların saklanması ve taşınması

P.I.P. günlük-haftalık hap kutusu, basit, hafif ve kullanışlı bir cihazdır. Her biri dört bölüme ayrılan kutu içindeki yedi ayrı bölüm yardımıyla kullanıcı kolayca haplarını tanımlayabilir ve uygun zamanda alabilir. Bu ürün, gün boyunca belirli ilaçları kullanması gereken veya ilaçlarını kullanmayı unutan hastalar ve hastalara bakanlar için uygundur. Ayrıca ilaçların unutulması ve ilaçların yanlış

kullanımı nedeniyle zehirlenme riskini de önler. Bu ürün, hastanelerde, sağlık merkezlerinde, kliniklerinde ve hastalar tarafından kişisel olarak kullanılabilir.

***Bazı hapların özel koşullar altında saklanması gerekir ve bazıları aynı kapta diğer hapların yanında saklanamaz.**

- Yedi ayrı bölümün oluştuğu nedeniyle hapların haftalık olarak düzenlenebilmesi
- İlacın günlük dört dozunun ayrılması
- Bölümlerin ayrı kapaklara sahip olması
- Yedi bölümden her birini ana gövdeden çıkarılmasını kolaylaştırmak için mandalların bulunması
- Her bölümün yolculuk, iş vb. amaçlarla ayrı bir şekilde taşınabilmesi
- Kutunun şeffaf bir gövdeye sahip olması nedeniyle kapağın açılmasına gerek kalmadan her bölümün içindeki hapların görülebilmesi
- Hafta içi ve günlük dozlar için işaretler (sabah, öğlen, akşam, gece)
- Braille alfabesiyle işaretlenmiş olması

GS1 kodu	Model	Boyutlar (mm)
6260807502808	Günlük-haftalık	210 x 125 x 25

