



Pole Ideal Pars Co.  
www.medpip.com



## Plastik böbrek kabı

Genel tıbbi ve laboratuvar atıklarının yerleştirilmesi



P.I.P. plastik böbrek kabı, böbrek şekilli bir kaptır ve hastanenin genel bölümlerinde, ameliyathanelerde, acil servislerde, kliniklerde, diş kliniklerinde vb. yerlerde çeşitli malzeme ve atıkların yerleştirilmesi için kullanılır.

Polipropilenden yapılmış olan bu kaplar, otoklavlanabilir ve laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Kapasitesi 500 cc'dir (100 cc aralıklı) ile sıvı ons (4 fl.oz aralıklı) olarak derecelendirilmiştir.

GS1 kodu	Kapasite (CC)	Kapasite (fl.oz)	Boyutlar (mm)	Paket içi miktar
6260807500767	500	16	220 x 107 x 46	150