



Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com

Plastik dil çubuğu

Ağız muayenesi ve ilaçlar ile merhemlerin karıştırılması

Polistirenden yapılmış olan Tek kullanımlık P.I.P. dil çubuğu, beyaz ve şeffaf iki modelde üretilir. Bu çubuklar pürüzsüz bir yüzeye ve yuvarlak çıkıntısız kenarlara sahiptir, kötü koku ve tat yaratmaz. Bu cihazı diğer dil çubuklarından ayıran başka bir özellik de çubuğu kullananın elinin hastanın ağız düzeyinin altında olması ve

dolayısıyla ağız içinin kolayca izlenebilmesidir. Bu dil çubuğunun ahşap dil çubuklarına göre avantajlarından biri, daha güçlü ve esnek olması ve oral mukozada yaralanmaya neden olan zarar verici çıkıntıların bulunmamasıdır. Bu dil çubukları, merhem sürmek, ilaçları karıştırmak vb. işlemler için de kullanılabilir.

GS1 kodu	Ağırlık	Boyutlar (mm)	Paket içi miktar
6260807500798	6 g	18 x 150	100
6260807501344	6 g	18 x 150	150

