



standart sabit ve seyyar tuvaletler üzerine
yerleştirilen

Oturma banyosu

Ağrının hafifleşmesi, iyileşmenin hızlandırılması ve perineal bölgenin cilt kuruluğunun giderilmesi

Doğum, epizyotomi ve hemoroidektomi gibi cerrahi ameliyatlara ve makat çatlakları, prostatit, hemoroit, makat apsesi, rektal prolapsus, genital yaralar ve vajinal enfeksiyonlar gibi hastalıklar gibi bazı tıbbi durumlar, genellikle perineal bölgede şiddetli ağrı ve rahatsızlığa neden olur. Hidroterapi ağrıyı hafifletmede ve iyileşmeyi hızlandırmada çok yardımcı olabilir. Ne yazık ki, bu koşullar ve hastalıkların farklı yaşlardaki erkekler ve kadınlar arasında yaygın olmasına rağmen, tedavi için uygun araçların bulunmaması, bu hastalar için birçok sorun yaratmıştır ve bu hastalar genelde dayanılmaz acılar çekmek zorunda kalırlar. P.I.P. oturma banyosu çeşitli hastalar tarafından kullanılabilir ve ağrıyı hafifletmek, iyileşmeyi hızlandırmak,

perine temizliği, kas spazmını hafifletmek ve hastalara rahat hissettirmek için kullanılabilir. Oturma banyosu, standart sabit ve seyyar tuvaletler üzerine yerleştirilebildiğinden, yaşlılar, kas spazmı yaşayan hastalar ve hareket kısıtlılığı olan herkes tarafından kullanılabilir. Oturma banyosu, sıcak veya soğuk su ile tedavi (hidroterapi ve bölgesel yıkama) için kullanılabilir. Bu ürünün sadece suyla kullanılması yeterlidir, bununla birlikte, enfeksiyonu azaltmak için suya betadin, kabartma tozu, sirke gibi katkı maddelerinin eklenmesini tercih edenler de var. Bu konuda doktora danışılmalıdır. Bu ürün çeşitli renklerde üretilir.

- Ağrı ve rahatsızlığın giderilmesi, iyileşmenin hızlandırılması ve kuru cildin rahatlanması için uygundur
- Hafif, dayanıklı, hijyenik, kolayca yıkanabilir
- Doğum, epizyotomi ve hemoroidektomi sonrası iyileşme sürecinin hızlandırılması
- Çeşitli standart sabit ve seyyar tuvaletler üzerine yerleştirilebilir
- Hemoroit, makat çatlakları, prostatit, hemoroit, makat apsesi, rektal prolapsus, genital yaralar, vajinal enfeksiyonlar ve anal ve vajinal bölgelerdeki diğer benzer hastalıklar gibi perineal ve pelvik bölgeye ait rahatsızlıkları olan hastalar için önerilir.
- Polipropilenden yapılmıştır

GS1 kodu	Malzeme	İç çap (mm)	Dış çapı (mm)
6260807501597	PP	270 x 255 x 90	370 x 365 x 130

