



Pole Ideal Tajhiz Co.
www.medpit.com



Hematoloji hücre sayıcısı

Kan hücrelerinin sayılması ve hesaplamaların yapılması

P.I.T. hematoloji hücre sayıcısı, uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiştir ve ergonomik bir tuş takımına sahiptir. Bu cihaz, Diff işleminde gerekli olan parametreler için Poly, Mono, Eos, nRbc, Baso, Band, Meta, Myeto, L.V.F, ve Lymph dahil olmak üzere 10 sayıcı tuşa sahiptir. Bu cihazın sesli uyarı sistemi vardır (100 beyaz kan hücresi sayıldıktan sonra)

ve bu sırada istenilen parametrelerin yüzdesi ilgili tuşa basılarak elde edilebilir. Ayrıca, 100 hücre sayıldıktan sonra otomatik olarak sayım durdurulur. Bu nedenle, bir tuşa yanlışlıkla basılması durumunda, hesaplamalar bozulmaz. Aynı zamanda kullanıcı %True Retic ve True WBC tuşlarını kullanarak retikülosit sayısını ve gerçek lökosit sayısını elde edebilir.

Teknik bilgiler	Ekran	LCD - 16 x 2 karakter
	Ekran boyutları	62 mm x 13 mm
	Gerilim	5 V
	Yaklaşık ağırlık	365 g

GS1 kodu	Ürün kodu	Boyutlar (mm)
6265738000010	RC902	205 x 135 x 55

Hojjatdoust Caddesi, South Felestin Caddesi, Keshavarz Boulevard , No:13, Kat:11 Tahran-İran

Telefon:+98 21 88994482-3 Faks:+98 21 88994484 Posta kodu:1416694334 Telefon: +98 21 88545922

@poleideal

@poleideal

09123340197

Pole Ideal Pars Co.