



Pole Ideal Tajhiz Co.
www.medpit.com



Manyetik karıştırıcı ile ısıtma plakası

Sıvıları karıştırılması ve ısının düzgün olarak dağıtılması

PIT300 ısıtma plakası, bir manyetik karıştırıcıya sahiptir ve sıvı içine karıştırma çubuğu konularak tamamen karıştırılabilir. Ana gövde ve ısıtma plakası sıkıştırılmış alüminyum alaşımından yapılmıştır. Bu ısıtma plakasının ana özelliklerinden biri, dönme hızı ve sıcaklığın ayrı ayrı kontrol edilebilmesi ve ayarlanabilmesidir. Bu cihazda sıvının yüksek sıcaklığı ve hızlı dönüşü nedeniyle güvenlik çok daha önemli hale gelir. Bu yüzden

cihazın gövdesi, kontrol paneli sıcak ve hareketli kaynaktan uzak olacak şekilde tasarlanmıştır. Buna rağmen, daha fazla güvenlik sağlamak için, kontrol paneline sıvı sızıntısı riskinin azaltılması amacıyla yükseklik farkı yaratılarak cihazın gövdesine bir sıvı iletken yerleştirilmiştir. Cihazın gövdesi su geçirmez ve laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asit ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Isıtma plakası özellikleri:

- Isının en elverişli ve düzgün şekilde dağılımı
- Isıl şoka karşı dayanıklı
- Oksidasyona karşı dayanıklı

Teknik bilgiler	Sıcaklık aralığı	50-300°C
	Maksimum karıştırma gücü	30 W
	Maksimum karıştırma kapasitesi	1.5 Liter
	Karıştırma hızı	50-1800 rpm
	Maksimum çevre nemi	60%
	Maksimum güç	700 W
	Giriş gerilimi	~220 V
	Ağırlık	3.0 Kg

GS1 kodu	Ürün kodu	Boyutlar	Karıştırıcı plakasının çapı
6265738000461	PIT300	280 mm x 165 mm x 115 mm	φ 115 mm

Hojjatdoust Caddesi, South Felestin Caddesi, Keshavarz Boulevard , No:13, Kat:11 Tahran-İran

Telefon:+98 21 88994482-3 Faks:+98 21 88994484 Posta kodu:1416694334 Telefon: +98 21 88545922

@poleideal

@poleideal

09123340197

Pole Ideal Pars Co.