



Pole Ideal Tajhiz Co.  
www.medpit.com



## MS65 küçük karıştırıcı

Sıvıların karıştırılması

Küçük karıştırıcının ana özelliklerinden biri, düşük tüketimli olması ve az yer kaplamasıdır. Bu cihaz, küçük olmasına rağmen, yüksek karıştırma gücüne sahip olacak ve üzerine maksimum 65 mm

çaplı laboratuvar kaplar yerleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Tasarım yapısı ve görünümü de sıvıların sıçramasına karşı güvenli olacak şekilde tasarlanmıştır.



Teknik bilgiler	Maksimum karıştırma gücü	1 W
	Maksimum karıştırma kapasitesi	250 ml
	Karıştırma hızı	100 – 1800 rpm
	Maksimum çevre nemi	60%
	Giriş gerilimi	210 – 230 VAC
	Ağırlık	450 g

GS1 kodu	Ürün kodu	Boyutlar	Karıştırıcı plakasının çapı
6265738001031	MS65	120 mm x 105 mm x 86 mm	φ 65 mm

Hojjatdoust Caddesi, South Felestin Caddesi, Keshavarz Boulevard , No:13, Kat:11 Tahran-İran

Telefon:+98 21 88994482-3 Faks:+98 21 88994484 Posta kodu:1416694334 Telefon: +98 21 88545922

@poleideal

@poleideal

09123340197

Pole Ideal Pars Co.