



Pole Ideal Tajhiz Co.  
www.medpit.com



## Vorteks tüp karıştırıcı

Laboratuvarlarda az miktardaki numunelerin karıştırılması

P.I.T. vorteks tüp karıştırıcısının ana özelliklerinden biri, düşük tüketimli olması ve az yer kaplamasıdır. Bu cihaz, üst kısmına tüp yerleştirilerek çalışmaya başlar. Numune alma tüpleri, santrifüj tüpleri ve eppendorf tüpleri gibi en fazla 30 mm çaplardaki tüpler bu cihazın içine yerleştirilebilir.

Bu karıştırıcı yörüngesel olarak hareket eder ve 2600 rpm hızıyla döner. Ayrıca gövdesi ve cinsi, laboratuvarlarda yaygın olan çoğu asitlere ve kimyasallara karşı dayanıklı olmasına neden olur.

Teknik bilgiler	Hareket tipi	yörüngesel
	hareket aralığı	$\phi$ 4.5 mm
	İzin verilen ağırlık (tüplü)	100 g
	Hız	2600 rpm
	İzin verilen ortam sıcaklığı	+5+40°C
	Cihazın işlev türü	Butonsuz (tüp yerleştirme alanına basılarak)
Frekans	50 Hz	
Ağırlık	800 g	

GS1 kodu	Ürün kodu	Boyutlar (mm)
6265738000508	LD8809	105 x $\phi$ 90

Hojjatdoust Caddesi, South Felestin Caddesi, Keshavarz Boulevard , No:13, Kat:11 Tahran-İran

Telefon:+98 21 88994482-3 Faks:+98 21 88994484 Posta kodu:1416694334 Telefon: +98 21 88545922

@poleideal

@poleideal

09123340197

Pole Ideal Pars Co.